

¡NO MÁS ESFUERZOS!

TEYDER
&merits.

Power Pack



LA MEJOR AYUDA PARA SU ACOMPAÑANTE



ADAPTABLE A CUALQUIER SILLA

CON MOTOR ELEVADO



LAS PENDIENTES NO VOLVERÁN A SER UN PROBLEMA



FÁCIL DE MANEJAR

TEYDER, S.L. - Tibidabo 44-52 - 08930 St. Adrià de Besòs (Barcelona)

Tel. 93 381 90 11 - Fax 93 381 97 03

e-mail: teyder@teyder.com - www.teyder.com

CE

Power Pack

- Diseño de doble rueda con capacidad para trasladar 135 Kg., incluso sobre hierba mojada o grava suelta.
- Instalación muy simple en cualquier silla.
- Velocidad regulable para adaptarlo a su paso y una autonomía idónea para el día a día.
- Gracias a su diseño cabe en cualquier bolsa de viaje y su ligero cargador externo permite recargarlo en cualquier lugar, permitiendo una movilidad extra.



Velocidad	5 Km/h
Autonomía	16 Km
Motor	DC 12 V - 75W / 280 W
Batería	12 V / 20AH
Cargador	1,5 A Externo
Ruedas	8" - 20 cm Poliuretano
Peso soportado	135 Kg
Tamaño	300 x 200 x 245 mm
Peso de la base	6.4 Kg
Peso de la batería	6.8 Kg
Peso total	13.2 Kg
Ancho de silla (que permite su uso)	Desde 36 cm hasta 51 cm