

SPA 250W 1463SE

SILLA ELÉCTRICA DE ALUMINIO PLEGABLE
FOLDING ALUMINUM ELECTRIC CHAIR



SILLAS ELÉCTRICAS
POWER CHAIRS



Fácil de transportar. Plegable.
Easy to transport. Folding frame.



Reposabrazos abatible.
Folding armrest.



Indicador frontal de carga de batería.
Front control battery status.



Reposapiés abatible.
Folding footrest.



COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Control frontal del estado de las baterías, para chequeo visual del cliente en todo momento. Funciona con una o dos baterías que se pueden cargar tanto en la silla como fuera de ella.
Front control battery status for visual check of the customer at all times. It works with one or two batteries that can be charged in the chair and out of the chair.

Ideal para transportar en coche, tren o avión.
Ideal to transport by car, train or plane.

Fabricada en aluminio ligero.
Made of lightweight aluminum.

Asiento y respaldo de alta calidad y resistencia, desmontable y lavable (a más de 95°).
High quality and resistance seat and back, removable and washable (more than 95°).

Ruedas anti pinchazo, con suspensión.
Anti puncture front wheels with suspension.

Reposapiés abatible.
Liftable footrest.

Joystick 360°.
Joystick to 360°.

Altura del suelo 11,5cm, permite ser todo-terreno.
11.5 cm ground clearance can be all-terrain.

Motores silenciosos.
Silent motor.

Con bolsa guarda documentos debajo del asiento.
Bag under the seat.

Batería de 6Ah adicional (opcional).
6Ah battery (optional).

Posibilidad de colocación de mando para acompañante.
Joystick placement for assistant driving available.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

1463SE

Peso soportado Weight Capacity	180 Kg.	Pendiente Gradient	12°
Velocidad Máxima Maximum speed	6 Km/h.	Peso total con batería Total weight with battery	26,5 Kg.
Autonomía hasta Range up	25 Km.*	Dimensiones Dimension	99 mm. x 59 mm. x 92 mm. (largo / length) x (ancho / width) x (alto / high)
Radio de giro Turn radius	90 cm.	Dimensiones plegado Folded dimensions	37 mm. x 59 mm. x 78 mm. (largo / length) x (ancho / width) x (alto / high)
Motor Motor	24V 250W	Frenos Brakes	Sistema de frenos electromagnéticos inteligentes. Intelligent electromagnetic brakes system to ensure user safety.
Batería Battery	2 x 6 Ah Litio / Lithium		
Cargador Charger	24 V / 2 Ah		
Tiempo de carga Charging time	6 - 8 h.		

MEDIDAS / MEASURES

47 cm.	99 cm.	92 cm.	59 cm.	46 cm.	43 cm.	180 Kg.	26,5 Kg.

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.