

TITAN 1457SE

SILLA ELÉCTRICA DE ALUMINIO MULTI AJUSTABLE
MULTIADJUSTABLE ALUMINUM WHEELCHAIR

 MÁXIMA ROBUSTEZ
VERY STRONG FRAME

 BATERÍAS 75AH
BATTERIES 75AH

 HASTA 138KG
UP TO 138KG

 ALUMINIO
ALUMINIUM



Baterías con capacidad de 75Ah.
75Ah batteries capacity.



Reposabrazos regulable en altura.
Height adjustable armrest.



Sistema de suspensión en ruedas traseras.
Suspension system in rear wheels.

COLORES DISPONIBLES
AVAILABLE COLORS



WHITE / YELLOW

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Estructura de aleación de aluminio resistente con un diseño elegante.
Sturdy aluminum alloy frame with elegant design.

Reposabrazos ajustable en altura y desmontable para una cómoda adaptación al usuario de 20cm a 28cm.

Detachable and height adjustable armrest for convenient user transposition from 20 cm to 28cm.

Ángulo del asiento regulable de 4 ° a 16 ° para una conducción confortable.

Adjustable seat angle (4 °-16 °) for a comfortable ride.

Reposapiés ajustable de 33 cm a 44,5 cm.

Adjustable footrest from 33cm to 44.5 cm.

Diseño del respaldo plegable para facilitar su transporte y almacenamiento.

Foldable backrest design for easy transport and storage.

Kit de herramientas incluido.

Tool kit included.

Ruedas delanteras y traseras macizas.

Solid front and rear wheels.

Reposapiés fijo y reposapiés elevable opcional.

Optional fixed footplate and elevating leg rest kit.

Kit de luces adaptables opcional.

Optional adaptable light kit.











CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

1457SE

Peso soportado Weight Capacity	136 Kg.	Pendiente Gradient	10° para / for 136 Kg.
Velocidad Máxima Maximum speed	7,2 Km/h.	Ruedas motrices Drive Wheel	355 mm.
Autonomía hasta Range up	35 Km.*	Ancho asiento Wheelchair seat width	41 - 45 cm.
Radio de giro Turn radius	92 cm.	Frenos Brake	Inteligentes, regenerativos y electromagnéticos. Intelligent, electromagnetic and regenerative.
Altura del suelo Ground clearance	8 cm.		
Motor Motor	DC 24V / 180 - 3700 rpm.		
Controladora Controller	LiNX. VR2		
Batería Battery	75 Ah x 2 uds.		
Cargador externo External Charger	6A off-board		

1457SE PLUS: Titan con sistema de luces integrado. / Titan with integrated light.

MEDIDAS / MEASURES

									
41 - 51 cm.	110 cm.	91 cm.	63,5 cm.	46 cm.	43,8 cm.	41 - 51 cm.	136 Kg.	131 Kg.	

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.