



# YOGA 1472SC

SCOOTER LIGERO PLEGABLE  
LIGHTWEIGHT FOLDABLE SCOOTER

DIMENSIONES SUPER REDUCIDAS  
SUPER SMALL DIMENSIONS

BATERÍAS LITIO  
LITHIUM BATTERIES

HASTA 114KG  
UP TO 114KG

ULTRALIGERA  
ULTRALIGHTWEIGHT



Acabados y estructura de aluminio de alta calidad.  
High quality aluminum frame.



Controladora PG S-DRIVE 45.  
PG S-DRIVE 45 control.



Manillar adaptable en altura y en ángulo.  
Angle and height adaptable handlebar.



Sistema amortiguación frontal patentado con efecto "4 ruedas separadas"  
Front dampening system.



COLORES DISPONIBLES  
AVAILABLE COLORS

Reposabrazos opcional.  
Optional armrest.



## DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Producto de altas prestaciones fabricado con aluminio altamente ligero y con unos acabados inmejorables.  
High performance product made from highly lightweight materials and with excellent features.

Dimensiones reducidas y estructura robusta que permite un transporte ligero y plegado fácil. Maleta para transporte opcional.  
Small size and robust structure that allows light transport and easy folding. Optional transport bag.

Adaptable a las necesidades del usuario, permite regular el manillar a la altura y al grado de inclinación que se necesite, para permitir un trayecto cómodo y seguro.  
Adaptable to the needs of the user, which allows to adjust the handlebar height and tilt degree, to allow comfortable and safe ride.

El sistema patentado de ruedas delanteras cuenta con un avanzado mecanismo de suspensión independiente en cada rueda para ofrecer estabilidad durante el trayecto y en los giros.  
The patented front wheels have an advanced suspension mechanism on each wheel to provide stability during the journey and while turning.

Reducción automática de la velocidad en giros pronunciados para mayor seguridad.  
Security speed decrease on sharp turns.

## ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES

- + Cargador de batería externo. / External battery charger.
- + Reposabrazos. / Armrest.
- + Maletín de transporte. / Transport suitcase.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

### 1472SC

Peso soportado Weight Capacity	114 Kg.	Batería Battery	24V / 11.5 Ah Litio
Velocidad Máxima Maximum speed	6 Km/h.	Cargador Charger	4A off-board
Autonomía Range	18 Km.*	Pendiente Gradient	6°
Radio de giro Turn radius	96 cm.	Ruedas delanteras Rear Wheels	153 x 40 cm. Macizas / Solid wheels
Altura del suelo Ground clearance	9,5 cm.	Ruedas frontales Front Wheels	178 x 45 cm. Macizas / Solid wheels
Motor Motor	DC 24V / 80 - 340w	Frenos Brake	Electromagnético / Electromagnetic
Controladora Controller	PG S-Drive 45		

## MEDIDAS / MEASURES



Sin Plegar Unfolded	98 cm.	43,5 cm.	102,5 cm.	40,5 cm.	35 cm.	78,5 cm.	114 Kg.	25,7 Kg.
Plegado Folded	52 cm.		64 cm.					

\*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso. / The autonomy may vary depending on the weight of the user and usage conditions.